

Fabbricante: Primo Cecilia Srl Via L. Di Benedetto, 42/A - 02100 Rieti (RI) – Tel. 0746/271753 - info@primocecilia.com

AUTOCERTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

MASCHERINA FACCIALE TNT

“MASK PRIMO”

Ed. Marzo 2020 Rev. 2

Cod. Prodotto Interno	Descrizione
MASK5R PRIMO	Mascherina Facciale in TNT PP 3 strati con elastici di fissaggio

Categoria Prodotto	UNI EN 14683:2019 - Type IIR- (Resistente agli spruzzi) - Realizzato ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n° 27
Dimensioni Mascherina Piegata	cm 17,5 x 9,5
Lacci Elastici	Elastico per Mascherine Sanitarie, materiale: Poliammide e Lycra
Dispositivo Sterile	NON STERILE
Materiale	TNT - SMS <u>Bianco</u> 100% PP 40 gr/m2 FITESA (si veda Nota Tecnica Politecnico MI V. 5/2020)
Numero Strati	3 (40 gr/m2 per strato, totale 120 gr/m2)
Lattice	Il Prodotto NON contiene lattice
Confezionamento	Confezione 20 pz in busta PP o POF trasparente chiusa (Film in: Polipropilene o Poliolefinico Termoretraibile; NON contiene lattice)
Controindicazioni ed Avvertenze	Una volta indossata ed utilizzata la mascherina non deve essere riutilizzata
Conservazione	Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente senza esporlo ad umidità o a calore diretto
Smaltimento	Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative relative ai rifiuti sanitari. Il/i materiale/i utilizzato/i per il confezionamento è/sono totalmente riciclabile/i.

Lotto n°

*Istruzioni D'Uso e di Manutenzione. Aprire la confezione ed indossare la mascherina: **1)** posizionando gli elastici auricolari dietro le orecchie; **2)** facendo aderire lo stick semirigido (stringinaso) intorno al dosso del naso; **3)** andando poi a coprire sia le narici che la bocca; la mascherina si adatterà così in modo corretto al viso.*